

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

Huka Pegasus -rinnakkain poljettava pyörä

Huka Pegasus on rinnakkain poljettava pyörä jossa on sähköinen apumoottori. Kaikki pyörän hallintalaitteet on sijoitettu avustajan ohjaustankoon.

Avustettavan pyöräilijän polkimille on kolme asetusta, joilla liike on mahdollista säätää täysin vapaaksi, itsenäiseksi tai pakottavaksi. Avustettavan pyöräilijän istuin on käännettävissä pyörään siirtymisen helpottamiseksi.



Pyöräilijöiden mitat	
Jalan sisämitta	72–92 cm
Maksimipaino	120 kg

Pyörän mitat	
Pituus	205 cm
Paino	65 kg
Istuinkorkeus	64 cm
Selkänojan korkeus	35 cm
Maksimikuorma	250 kg

Pyörän mukana toimitetaan verkkovirtaan kytkettävä laturi. Akun takaosassa olevat merkkivalot ilmaisevat latauksen edistymisen. Valot palavat yhtäjakoisesti akun ollessa täynnä.

Käyttöönotto

Latauspistokkeen kytkeminen

Latauspistoke kytketään pyörän takaosassa olevaan pistokkeeseen. Huomioi, että pistoke sopii paikalleen vain yhdessä asennossa.



Merkkivalot

Akun takaosan merkkivalot ilmaisevat latauksen edistymisen.




Kahvojen säätö

Avaa kuvaan merkityt kuusiokoloruuvit (5 mm) kiertääksesi ohjaustangon kahvoja. Aseta sopiva kulma ja kiristä ruuvit.



Ohjaustangon kulman säätö

Avaa kuvaan merkitty kuusiokoloruuvi (5 mm) ja säädä ohjaustankoon sopiva kulma. Kiristä ruuvi.



Ohjaustangon korkeus

Poista kuvaan merkitty muovinen tulppa (voit tarvita ruuvimeisselin) ja avaa alla oleva kuusio-koloruuvi säätääksesi ohjaustangon korkeutta (6 mm). Säädä ohjaustankoon sopiva korkeus ja varmista, että tanko on suorassa. Kiristä ruuvi ja aseta tulppa paikalleen.



Istuimen etäisyyden säätö

Nosta kuvaan ympyröidystä mustasta kahvasta ja siirrä istuin sopivalle etäisyydelle ohjaustangosta. Varmista, että istuin lukittuu uudelleen paikoilleen. Lukitse pyörän seisontajarru helpottaaksesi istuimien säätämistä.



Istuimen kääntäminen

Avustettavan pyöräilijän istuimen saa käännettyä sivulle pyörään nousemisen helpottamiseksi. Nosta kuvaan merkitystä vivusta ja käännä istuinta. Palauttaessasi istuimen suoraan, varmista, että istuin lukittuu paikalleen.



Jalkatuet

Jalkatuissa on remmikiinnitys ja pieni kaukalo kantapäälle.



Turvavyö

Avustettavalle pyöräilijälle on turvavyö, jossa on pistolukko.



Seisontajarrun käyttäminen

Nosta kuvassa oleva hopeinen kahva ylös lukitaksesi seisontajarrun.



Manuaalivaihteet

Manuaalivaihteita käytetään ohjaustangon oikeanpuoleisesta kahvasta. Kierrä kahvaa vaihtaaksesi vaihteita. Älä polje vaihteita vaihtaessasi.



Avustettavan pyöräilijän polkimille on valittavissa kolme asetusta

- #1 Avustettavan pyöräilijän polkimet ovat vapaalla ja pyörivät tyhjä.
- #2 Kumpikin pyöräilijä voi polkea. Kumpikin pyöräilijä voi myös levätä välillä toisen jatkaessa.
- #3 Kumpikin pyöräilijä voi polkea, mutta polkeminen pakottaa toisetkin polkimet liikkeeseen.



Kolmatta toimintoa voidaan käyttää polkemisliikkeen opetteluun ja terapiakäytössä siirtämään liikettä avustettavan jalkoihin. Tarkkaile tällöin, että avustettavan polkemisliike säilyy hallittuna ja pidä pyöräilynopeus riittävän alhaisena. Älä polje väkisin.

Pyörässä on myös toiminto helpottamaan liikkeellelähtöä. Apumoottorin voiman säätimestä painamalla apumoottori käynnistyy viiveellä, ilman polkemista.

Polkimien asetus

Avustettavan pyöräilijän polkimien asetusta säädetään kytkimestä ohjaustangon alaosasta. Kierrä kahvaa vaihtaaksesi asetusta. Älä polje asetusta vaihtaessasi.



Näyttö ja apumoottorin voima

Akun varaus ja apumoottorin voima näkyy ohjaustangossa olevasta näytöstä. Apumoottorin voimaa säädetään kuvaan merkityistä, näytön oikealla puolella olevista näppäimistä. Apumoottori käynnistyy keskimmäisestä näppäimestä. Ylimmästä näppäimestä lisätään apumoottorin voimaa ja lisäksi pitämällä näppäintä pohjassa käynnistetään liikkeellelähdön avustin.

